



hd 650 D

Folien-Durchlaufsiegelgerät

Rotary band sealer

Appareils de soudage de film

hawo[®]
2000

hd 650 D

Foliendurchlaufsigelgerät mit hoher Siegeleistung für den Einsatz in der ärztlichen und zahnärztlichen Praxis

Das zukunftsweisende System zur sicheren Verschließung von Sterilgut-Verpackungen nach DIN 58953-7.

- Doppelte Einlaufsicherung – verhindert Störfälle im Gerät
- Elektronische kontaktlose Temperatursteuerung, mit optischer Kontrollanzeige
- Sicherheitsabstand vom Siegelrand zum Füllgut, 30 mm nach DIN
- Servicefreundliches, steckbares Modulsystem der elektronischen Bauteile
- 1 Jahr Werksgarantie

Technische Daten

Siegelgeschwindigkeit	6,5 m/min.
Temperatursteuerung	elektronisch
Siegeltemperatur	0 - 220°C
Temperaturtoleranz	± 2 %
Siegelrand, stufenlos	0 - 35 mm
Siegelnaht glatt	12 mm
Netzanschluß	230 V/50 Hz 115 V/60 Hz
Leistung	500 VA
Maße B x T x H	550 x 250 x 150 mm
Gewicht ca.	15 kg
Lackierung	weiß, RAL 9010

Zubehör

Ablagetisch	hd 650 T
L x T x H	625 x 225 x 60 mm

Technische Änderungen vorbehalten!

Rotary band sealer with large sealing capacity for doctor's and dentist's surgeries

A future oriented system for the reliable sealing of sterilization packaging materials in accordance with DIN 58953-7.

- Double secured infeed – prevents malfunctions of the unit
- Electronic solid-state temperature control, with visual check indicator
- Safety clearance between the seal edge and packed material, 30 mm in accordance with DIN
- Easy-to-service, plug-in modular system comprising electronic components
- 1 year works guarantee

Technical Data

Sealing speed	6,5 m/min.
Temperature control	elektronisch
Sealing temperature	0 - 220°C
Temperature tolerance	± 2 %
Seal edge, variable	0 - 35 mm
Sealing seam smooth	12 mm
Mains connection	230 V/50 Hz 115 V/60 Hz
Power	500 VA
Dimensions w x d x h	550 x 250 x 150 mm
Approximate weight	15 kg
Paint finish	white, RAL 9010

Accessories

Side table	hd 650 T
l x d x h	625 x 225 x 60 mm

Technical alterations without prior notice

Appareil de soudage de film en continu avec puissance élevée de soudage pour l'utilisation dans les cabinets médicaux

Le système modulaire; le système d'avenir pour une fermeture garantie des emballages de produits stériles conformément à la norme DIN 58953-7.

- Double sécurité – prévient les cas de panne dans l'appareil
- Commande de température sans contact, entièrement électronique, avec affichage de contrôle optique
- Distance de sécurité du bord de soudage au produit à emballer, 30 mm d'après DIN
- Système modulaire enfichable des composants électroniques, facile d'utilisation
- 1 an garantie usine

Caracteristiques techniques

Vitesse de soudage	6,5 m/min.
Commande de température	électronique
Température de soudage	0 - 220°C
Tolérance de température	± 2 %
Bord de soudage	0 - 35 mm
Soudure lisse	12 mm
Branchement réseau	230 V/50 Hz 115 V/60 Hz
Puissance	500 VA
Dimensions l x p x h	550 x 250 x 150 mm
Poids environ	15 kg
Laquage	blanc, RAL 9010

Accessoires

Table rallonge	hd 650 T
l x p x h	625 x 225 x 60 mm

Sous réserve de modifications techniques!



Stand Juni 2000. 9.333.002
Printed in Germany 07/2000 / 5.000 / Sto



hawo®

